

SERVOX® Tracheokompresse AL geschlitzt

Orbisana
GESUNDHEITSWELT

90 x 100 mm

- EN** SERVOX® Tracheal Compress AL, with slit
- FR** SERVOX® Compresse trachéale AL, fendue
- IT** SERVOX® Compresa tracheale AL, fessura
- ES** SERVOX® Compresas traqueales AL, ranuradas
- BG** SERVOX® трахеални компреси AL, със срез
- HU** SERVOX® légszű-sebprána AL, bevágott
- EL** επίθεμα τραχειοστομίας SERVOX® AL, με σχισμή
- HR** Trahealne komprese SERVOX® AL, s prorezom
- NL** SERVOX® Tracheokompres AL met opening
- PT** Compressas traqueais SERVOX® AL ranhuradas
- PL** Kompresy tracheostomijne SERVOX® AL, z wycięciem
- SL** Trahealne komprese z zarezo SERVOX® AL

DE Material	Saugfähige, atmungsaktive Viskose-Polyesterfaser, einseitig aluminiumbedampft	Farbe	weiß
EN Material	Absorbent, breathable viscose-polyester fibre, aluminium coating on one side	Colour	white
FR Matériel	Fibre de viscose-polyester absorbante et respirante, métallisée aluminium d'un côté	Couleur	blanc
IT Materiale	Fibra di viscosa-poliestere assorbente, traspirante, alluminata su un lato	Colore	bianco
ES Material	Fibras de viscosa-poliéster transpirables y absorbentes con una cara metalizada de aluminio	Color	blanco
BG Материал	Хигроскопични, активно дишащи двуслојни вискозни полиестерни влакна, алуминизирани от едната страна	цвет	бяла
HU Anyag	Nedvszívó, lélegző, kétrétegű viszkóz-poliészter szál, egyik oldalán alumínium-réteggel	szín	fehér
EL Υλικό	Απορροφητικές, αναπνευστικές πολυεστερικές ίνες βιοσκόπης διπλής στρώσης, με επανοβήθη ατμών αριθλήτο στη μία πλευρά	χρώμα	λευκή
HR Materijal	Dva sloja upijajućih, prozračnih viskoznih i poliesterskih vlakana, aluminiziranih s jedne strane	boja	bijela
NL Materiaal	Absorbent, ademende, dubbellagge viscose-polyestervezel, aan één kant gealuminiseerd	kleur	wit
PT Material	Fibras de viscose absorventes, que promovem a respiração, de uma camada dupla, revestidas a alumínio de um lado	cor	branco
PL Material	Chłonne, oddychające, dwuwarstwowe włókna wiskozowo-poliestrowe, z jednostronną cienką powłoką aluminiową	kolor	biały
SL Material	Vpojna, zračna, dvoslojna vlakna iz viskose in poliestra, na eni strani aluminizirana	barva	bele

REF 25459



PZN 08469512




yyyy-mm

LOT xxxxxxxx



Orbisana Healthcare GmbH
Biberweg 24-26
53842 Troisdorf | Germany
Tel. +49 (0)2241 9322-0
Fax +49 (0)2241 9322-277
info@orbisana.de
www.orbisana.de



41996/Version 2024-12-02

DE Verwendete Symbole EN Symbols used FR Symboles IT Simboli utilizzati ES Símbolos empleados BG Използвани символи HU Használt szimbólumok
EL Χρησιμοποιούμενα σύμβολα HR Korišteni simboli ulišes NL Gebruikte symbolen PT Simbologia utilizada PL Używane symbole SL Použité symbole

	CE	REF	LOT	MD						
DE CE-Kennzeichen	Artikelnummer	Chargennummer	Medizinprodukt	Nicht wiederverwenden	Hersteller	Herstelldatum	Inhalt	Trocken aufbewahren		
EN CE mark	Article number	Batch number	Medical device	Do not re-use	Manufacturer	Date of manufacture	Content	Keep dry		
FR Marquage CE	Référence	Numéro de lot	Dispositif médical	Ne pas réutiliser	Fabricant	Date de fabrication	Contenu	Conservar au sec		
IT Marchio CE	Codice articolo	Numero di lotto	prodotto medicinale	Non riutilizzare	Produttore	Data di produzione	Contenuto	Conservare all'asciutto		
ES Marca CE	N.º de artículo	Número de lote	dispositivo médico	No reutilizable	Fabricante	Fecha de fabricación	Contenido	Conservar el producto en un lugar seco		
BG Маркировка CE	Артикул номер	Номер на партидата	Медицинско устройство	Не използвайте повторно	Производител	Дата на производство	Съдържание	Съхранявайте на сухо място		
HU CE-jelölés	Cikkszám	Tételszám	orvostechnikai eszköz	Nemjelle ponovno uporabljati	Gyártó	Gyártás dátuma	Tartalom	Száraz helyen tárolandó		
EL Σήμα CE	Αριθμός προϊόντος	Αριθμός παρτίδας	Ιατροτεχνολογικό προϊόν	Μην επαναχρησιμοποιείτε	Κατασκευαστής	Ημερομηνία παραγωγής	Περιεχόμενο	Φυλάσσετε σε ξηρό μέρος		
HR Oznaka CE	Broj artikla	Broj šarže	medicinski proizvod	Nemojte ponovno koristiti	Proizvođač	Datum proizvodnje	Sadržaj	Čuvajte na suhom mjestu		
NL CE-keurmerk	Artikelnummer	Lotnummer	medisch hulpmiddel	Niet hergebruiken	Fabrikant	Productiedatum	Inhoud	Droog bewaren		
PT Marcação CE	N.º de artigo	N.º de lote	dispositivo médico	Não reutilizar	Fabricante	Data de fabrico	Conteúdo	Conservar em local seco		
PL Oznaczenie CE	Numer artykułu	Numer partii	wyrób medyczny	Nie używać ponownie	Producent	Data produkcji	Treść	Przechowywać w suchym miejscu		
SL Značka CE	Číslo výrobku	Číslo šarže	zdravotniški výrobek	Ne uporabljate ponovno	Vzročba	Dátum výroby	Vsebina	Skladovati na suhom mestu		

		PZN					UDI
DE Vor Sonnenlicht	Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden	Pharmazentralnummer	Gebrauchsanweisung beachten	Der Grüne Punkt. Duales Sammelverfahren	Internetseite mit Patientenfürsorgeinformation	Eindeutiger Identifikator eines Medizinprodukts	Unique device identifier
EN Keep away from sunlight!	Do not use if the packaging is damaged	Central pharmaceutical number	Follow the instruction manual	the green dot. Dual collection and recycling system	Patient Information Website	Identificatore univoco del dispositivo	Identificatore univoco del dispositivo
FR Protéger des rayons du soleil!	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé	Ref. pharm. centrale	Observer le mode d'emploi	Le logo Point vert. Système mixte de ramassage et recyclage	Site web d'information pour les patients	Identificatore univoco del dispositivo	Identificatore univoco del dispositivo
IT Proteggere dalla luce solare!	Non utilizzare se la confezione è danneggiata	Numero centrale farmaceutico	Attenersi alle istruzioni per l'uso	Il sistema a raccolta verde. Sistema di raccolta e riciclaggio dual	Site web di informazione per il paziente	Identificatore univoco del dispositivo	Identificatore univoco del dispositivo
ES Proteja el producto de la luz solar	No use el producto si el embalaje está dañado	Número farmacéutico alemán	Observar las instrucciones de uso	El punto verde. Sistema dual de recogida y reciclado	Siteo web de información al paciente	Identificatore univoco del dispositivo	Identificatore univoco del dispositivo
BG Защитете от слънчева светлина!	Не използвайте, ако опаковката е повредена	Фармацевтичен централен номер	Следвайте инструкциите за употреба	Зелената точка. Двойно събиране и рециклиране	Сайтo web с информация за пациента	Уникален идентификатор на медицинско изделие	Уникален идентификатор на медицинско изделие
HU Védje a napfénytől!	Ne használja, ha a csomagolás sérült	GYógyszerészeti központi szám	Kövesse a használati útmutatóban leírtakat	Zöld Pont. Kettős gyűjtés és újrahasznosító rendszer	Betegájékoztató weboldal	Egyedi eszközazonosító	Egyedi eszközazonosító
EL Προστατέψτε από το φως του ήλιου!	Μην το χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία είναι κατεστραμμένη	Φαρμακευτικός κεντρικός αριθμός	Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης	Der Grüne Punkt. Ämplito sistema za recikliranje	Αιτιακός τόπος ενημέρωσης ασθενών	Μοναδικό αναγνωριστικό ενός ιατροτεχνολογικού προϊόντος	Μοναδικό αναγνωριστικό ενός ιατροτεχνολογικού προϊόντος
HR Zaštite od sunčevog svjetla!	Ne upotrebljavajte ako je pakiranje oštećeno	Središnji farmaceutski broj	Pridržavajte se uputa za uporabu	Zelená točka. Dvojni sustav prikupljanja i recikliranja	Strana s informacijama o pacijentima	Jedinstveni identifikator uređaja	Jedinstveni identifikator uređaja
NL Beschermen tegen zonlicht!	Niet gebruiken als verpakking beschadigd is	Farmaceutaal nummer	Gebruiksaanwijzing naleven	De groene punt. Dual inzamelen verwerkingsysteem	Patiënteninformatie website	Unieke apparaatidentificatie	Unieke apparaatidentificatie
PT Proteger da luz solar!	Não utilizar se a embalagem gem estiver danificada	Código de identificação de produto farmacéutico	Respeitar o manual de instruções	Eliminação dual	Website de Informação ao Paciente	Identificador de dispositivo único	Identificador de dispositivo único
PL Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem!	Nie używać produktu w przypadku uszkodzenia opakowania	Centralny numer farmaceutyczny	Przestrzegaj instrukcji użytkowania	Zielony punkt. Dualny system zbiórki i ponownego recyklingu	Strona internetowa z informacjami dla pacjentów	Unikalny identyfikator urządzenia	Unikalny identyfikator urządzenia
SL Čhranite pred slonečnim žarjenim!	Nepoužívajte, ak je obal poškodovani	Číslo farmaceutickej centrály	Zohľadniť návod na použitie	Zelený bod. Systém duálneho zberu a recyklácie	Strana s informacijami za bolnike	Edinstveni identifikator naprave	Edinstveni identifikator naprave

90 x 100 mm

DE

Zweckbestimmung SERVOX® Tracheokompressen AL, geschlitzt, polstern das Kanülschild ab und nehmen an dem Tracheostoma austretendes Sekret auf, um Hautirritationen und Infektionen vorzubeugen.

Indikation Tracheotomisierte oder laryngektomierte Trachealkanüliertäger mit normaler Sekretbildung.

Beschreibung Die Aluminiumbeschichtung reduziert das Verkleben der Kompresse mit der Haut. Die Schlitzung ermöglicht einen Kompressenwechsel, ohne die Trachealkanüle herausnehmen zu müssen.

Anwendung Die Tracheokompressen mit der aluminiumbeschichteten Seite zum Tracheostoma, durch den Schlitz über das Kanülierröhrchen schieben, bis sich das Kanülierröhrchen vollständig in dem gestanzten Loch der Kompresse befindet und das Kanülschild gut abgepolstert ist. Zum Entfernen, die Kompresse durch den Schlitz vom Kanülierröhrchen abziehen und entsorgen. – **Wechselintervall:** bei Bedarf häufiger, mindestens alle 24 Stunden. – Bei Hautirritation, eine Kompresse ohne Aluminiumbeschichtung verwenden und einen Arzt aufsuchen.

EN

Intended purpose SERVOX® Tracheal Compress AL, with slit, provide cushioning for the neck flange and absorb moisture that secretes from the tracheostoma to prevent skin irritation and infections.

Indication Tracheotomised or laryngectomised tracheal cannula users with normal secretions.

Description The aluminium coating helps prevent the compress from sticking to the skin. The slit allows the compress to be changed without removing the tracheal cannula.

Application Slide the tracheal compress with the aluminium coating to the tracheostoma through the slit over the cannula tube until the tube is fully in the punched hole of the compress and the neck flange is well cushioned.

To remove, pull the compress off the cannula tube through the slit and dispose of it.

– **Changing frequency:** with every cannula more frequently as needed, at least every 24 hours. – If the skin is irritated, use a compress with no aluminium coating and consult a doctor.

FR

Détermination médicale Les SERVOX® Compresses trachéales AL, fendues, amortissent la plaque de canule et absorbent la sécrétion en provenance du trachéostome afin de prévenir les irritations cutanées et les infections.

Indication Porteurs de canules trachéales trachéotomisés ou laryngectomisés présentant une sécrétion normale.

Description Le revêtement aluminium réduit la tendance au collage de la compresses contre la peau. La surface fendue permet de changer de compresses sans devoir retirer la canule trachéale.

Utilisation Faire passer la compresses trachéale, avec le côté aluminium pointant vers le trachéostome, par la fente sur le tube de canule, jusqu'à ce que le tube de canule se trouve entièrement dans le trou de la compresses découpé à l'emporte-pièce et que la plaque de canule soit bien rembourrée.

Pour l'enlèvement, extraire la compresses du tube de canule par la fente et les mettre au rebut.

– **Intervalle de changement:** lors de chaque changement de canule, plus fréquemment si nécessaire, au minimum toutes les 24 heures. – En cas d'irritation cutanée, utiliser une compresses sans revêtement aluminium et consulter un médecin.

IT

Destinazione d'uso Le SERVOX® Compressa tracheale AL, con fessura, rivestono la flangia assorbendo la fuoriuscita di secrezioni dalla tracheostomia al fine di prevenire irritazioni cutanee ed infezioni.

Indicazione Portatori di cannula tracheale sottoposti a laringectomia e tracheostomia con normale secrezione.

Descrizione L'investimento in alluminio riduce l'adesione della compressa alla pelle. La fessura consente la sostituzione della compressa senza dover estrarre la cannula tracheale.

Impiego Inserire la compressa tracheale, con il lato rivestito in alluminio rivolto verso la tracheostomia, tramite la fessura sul tubo della cannula finché quest'ultimo non si trova completamente nel foro stampato della compressa e la flangia non è ben rivestita.

Per la rimozione, estrarre la compressa dalla fessura del tubo della cannula e procedere al suo smaltimento. – **Intervallo di sostituzione:** ad ogni sostituzione cannula, all'occorrenza più frequentemente, almeno ogni 24 ore. – In caso di irritazione cutanea, utilizzare una compressa senza rivestimento in alluminio e consultare un medico.

ES

Uso previsto Las SERVOX® Compressas traqueales AL, ranuradas, sirven como acolchado para la placa de la cánula y absorben las secreciones emanadas por el traqueostoma para evitar irritaciones cutáneas e infecciones.

Indicación Para pacientes traqueostomizados o laringectomizados con cánula traqueal con secreción normal.

Descripción El recubrimiento de aluminio reduce la adhesión de la compressa a la piel. La ranura permite cambiar la compressa sin necesidad de extraer la cánula traqueal.

Aplicación Coloque la compressa traqueal – con la cara recubierta de aluminio hacia el traqueostoma – sobre el tubo de la cánula a través de la ranura hasta que el tubo de la cánula quede totalmente colocado en el orificio perforado de la compressa y la placa de la cánula esté bien acolchada.

Para la extracción, retire la compressa del tubo de la cánula a través de la ranura y deséchela. – **Intervalo para el cambio:** con cada cambio de cánula o en mayor frecuencia si es necesario, como mínimo, cada 24 horas. – En caso de irritación cutánea, utilice una compressa sin recubrimiento de aluminio y busque asistencia médica.

BG

Предназначение SERVOX® трахеални компреси AL със срез служат за подплата на плочката на канюлата и поглъщат и абсорбират от трахеостомата секрет с цел предотвратяване на раздразняване на кожата и инфекции.

Показания Трахеотомирани или ларингектомирани пациенти, носещи трахеална канюла и отделящи нормално количество секрети.

Описание Алуминиевото покритие намалява спелването на компреса с кожата. Срезът позволява смяна на компреса без необходимост от изваждане на трахеалната канюла.

Приложение Промутете трахеалния компрес със страната с алуминиево покритие към трахеостомата през срез на канюлата така, че канюлата на канюлата да се намيريا изцяло в изрязаното отвор на компреса и плочката на канюлата да е добре покрита.

За отстраняване издържайте компреса от тръбата на канюлата през срез и го изхвърлете. – **Интервал за смяна:** при всяка смяна на канюлата, при необходимост по-често, минимум на всеки 24 часа. – При раздразнение на кожата използвайте компрес без алуминиево покритие и потърсете медицинска помощ.

HU

Rendeltetés A SERVOX® bevágott légcső-selbárm AL kárpántázza alulról a kanülpajzst és felszívja a légcsőnyílásból távozó váladékot a bőrirritáció és a fertőzőes megelőzése érdekében.

Javallat Légcsőnyílásrészen vagy égési mértékű eltávolításán átesett, légcsőkanült viselő betegek részére normal váladékképződés esetén.

Leírás Az alumínium-réteg csökkenti a sebármára bőre ragadását. A bevágás lehetővé teszi a sebármacserét anélkül, hogy ki kellene venni a légcsőkanült.

Használat Nyomja át a légcső-selbármát az alumínium-bevonatú oldalával a légcsőnyílás felé a vágaton a kanülcső fölött úgy, hogy a kanülpajz teljesen a sebármára stancoit lyukákon legyen és a kanülpajz jól alá legyen pántázva.

Az eltávolításához húzza le a sebármát a kanülcsőről a kanüln keresztül és dobja ki. – **Csererétegvallum:** minden kanülcserén, szükség esetén gyakrabban, de legalább 24 óránként. – Bőrirritáció esetén használjon alumínium-réteg nélküli bevágást és forduljon orvoshoz.

EL

Προβλεπόμενη χρήση Τα όπλιτα τραχειοστομίας SERVOX® AL με σχισμή τοποθετούνται στο επίπωμα σωλήνα και απορροφούν από το τραχειοστομία τα εξεργόμενα εκκρίματα, με φσιολογική συγκέντρωση δερματικών ερεθισμών και μολύνσεων.

Ενδείξεις Χρησιμοποιούνται σε ρατραχειοτομή ή λαρυγγεκτομή, με φυσιολογική συγκέντρωση εκκρίσεων.

Περιγραφή Η επαχθήσ ηργιλίου εμποδίζει την κόλληση του επίπωματος στο δέρμα. Η σχισμή διευκολύνει την απόλιση επίπωματος χωρίς να χρειάζεται απομάκρυνση του ρατραχειοστομίου σωλήνα.

Εφαρμογή Οθήστε το επίπωμα τραχειοστομίας, με την πλειέρα επικάλυψης ηργιλίου να δείχνει προς το τραχειοστομία, μέσα από τη σχισμή πάνω από το σωλήνα κανούλας, μέχρι ο σωλήνας κανούλας να βρίσκεται εντέλως μέσα στην διατρήσιμη σπή του επίπωματος και το επίπωμα σωλήνα να ακουμπά καλά στο μάλοκο τμήμα.

Για την απομάκρυνση, φεράστε το επίπωμα από το σωλήνα κανούλας και απορρίψτε. – **Διάστημα αλλαγής:** σε κάθε αλλαγή επίπωματος, εφόσον απαιτείται συχνότερα, τουλάχιστον κάθε 24 ώρες. – Σε περιπτώση δερματικού ερεθισμού, χρησιμοποιήστε ένα επίπωμα χωρίς επικάλυψη ηργιλίου και επικοινωνήστε με έναν γιατρό.

HR

Namjena Trahealne kompresje s prozom SERVOX® AL oblažu pločicu kanile i upijaju sekret bez izlaza iz tracheostoma kako bi se sprječile iritacije kože i infekcije.

Indikacija Traheotomirani ili laringektomirani korisnici trahealnih kanila s normalnim lučenjem sekreta.

Opis Aluminijski premaz smanjuje priljepljavanje kompresje na kožu. Prorez omogućuje zamjenu kompresje bez vadjenja trahealne kanile.

Primjena Trahealnu kompresu gurajte kroz prorez iznad cijevi kanile tako da je strana s aluminijskim premazom okrenuta prema traheostomu i tako da cijev kanile bude potpuno u perforiranom otvoru kanile i da je pločica kanile dobro odložena.

Be biste je ukloniti, pomotajte stonite s cijevi kanile kroz prorez i odložite u otpad. – **Interval zamjene** pri svakoj zamjeni kanile, po potrebi češće, ali najmanje svaka 24 sata. – U slučaju iritacije kože upotrebljavajte kompresu bez aluminijskog premaza i posavjetujte se s liječnikom.

NL

Beoogd gebruik SERVOX® tracheokompressen AL met opening vullen het canuleschild op en absorberen afscheiding die uit het tracheostoma lekt om huidirritaties en infecties te voorkomen.

Indicatie Getraheotomiseerde of gelyngectomiseerde dragers van tracheacanuslets met normale afscheiding.

Beschrijving De aluminium coating vermindert het plakken van het kompres aan de huid. De opening maakt het mogelijk de kompres te vervangen zonder de tracheacanuslet te moeten verwijderen.

Toepassing Schuif het tracheokompres met de gealumineerde kant naar het tracheostoma, door de opening over de canulebus tot de canulebus volledig in het geponste gat van het kompres zit en het canuleschild goed opgevuld is.

Voor de verwijdering dient u het kompres door de opening van de canulebus af te trekken en af te voeren. – **Vervangingsinterval:** bij elke vervanging van de canule, vaker indien nodig, ten minste elke 24 uur. – In geval van huidirritatie, gebruik een kompres zonder aluminium coating en raadpleeg een arts.

PT

Utilização prevista Compressas traqueais SERVOX® AL ranhuradas revestem a flange traqueal e absorvem as segregações do ostoma traqueal, prevenindo irritações cutáneas e infeções.

Indicação Portadores de cânulas de traqueostomia ou laringectomia com formação de secreções normal.

Descrição O revestimento de alumínio reduce a aderência da compressa à pele. A ranhura permite a troca da compressa sem remoção da cânula traqueal.

Aplicação Passar a compressa traqueal com o lado revestido a alumínio virado para o ostoma traqueal pela ranhura, por cima da cânula, até a cânula se encontrar totalmente no orificio pré-perfurado da compressa e a flange da cânula estar bem acolchada.

Para remover, retirar a compressa através da ranhura por cima da cânula e eliminar. – **Intervalo de substituição:** a cada mudança da cânula, ou com maior frequência, caso necessário, a cada 24 horas. – Em caso de irritação cutânea, utilizar uma compressa sem revestimento de alumínio e pedir aconselhamento médico.

PL

Przeznaczenie Kompresy tracheostomijne SERVOX® AL z wycięciempełnią funkcję podkładki pod kolnierzanulii przetrzymują wydzielinę wydostającą się z tracheostomii, zapobiegając podrażnieniom skóry i infekcjom.

Wskazania Osoby po tracheotomii i laryngotomii, noszące kaniełę tracheostomijną, z normalnym stanieniem wydzieliny.

Opis Powłoka aluminiowa ogranicza przyklejanie się kompresy do skóry. Wycięcie umożliwia wymianę kompresy bez konieczności wyciągania kaniełę tracheostomijnej.

Zastosowanie Wsunąć kompres tracheostomijny stroną z powłoką aluminiową zwróconą do tracheostomii przez wycięcie w rurce kaniełę, aż rurka kaniełę znajdzie się w catości w wytoczonym otworze kompresy i kolnierzanulii będzie dobrze otulona.

W celu zdjecia nalezy wyciągnąć kompres przez wycięcie z rurki kaniełę i przekazać do utylizacji. – **Częstotliwość zmiany:** przy każdej zmianie kaniełę, w razie potrzeby częściej, co najmniej co 24 godziny. – W przypadku podrażnienia skóry stosować kompres bez powłoki aluminiowej i zwrócić się do lekarza.

SL

Prevideni namen Trahealne kompresje SERVOX® AL z zarezo obkazuje štčnik kanile in vpijejo sekret iz traheostome ter tako prepreajo draženje kože in okužbe.

Indikacija Traheotomirani in laringektomirani uporabniki trahealnih kanil z normalnim nastajanjem sekreta.

Opis Aluminijski sloj zmanjša zlepjevanje kompres s kožo. Reza omogoča zamenjavo kompres, ne da bi morali sniti trahealno kanilo.

Uporaba Trahealno kompresje z aluminijsko stranjo proti traheostomu potisnite skozi rezo čez cevko kanile, da bo celotna cevka kanile v luknji kompresje in do štčnika kanile dobro obložena. Kompresje povlecite s cevke kanile skozi rezo in jo odstranite. – **Interval za zamenjavo:** pri vsaki zamenjavi kanile, po potrebi pogosteje, najpozneje vsakih 24 ur. – Če koža postane razdražena, uporabite kompres brez aluminijskega sloja in se posvetujte z zdravnikom.